

KIT DE PROTECTION PERSONNEL SOIGNANT

Fiche Technique HOSTO-MANCH



(obligatoirement avec sur-blouse page 2)

- ✓ Kit de protection : une sur-blouse plus une paire de manchettes
- ✓ Paire de manchettes liées par une bande plastique
- ✓ Une épaisseur renforcée : plus de solidité, plus d'étanchéité et protection face aux projections



| Caractéristiques | | Impression des sacs | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| Туре | Manchette de protection | | |
| Dimensions 1 manchette (IxL) | 260x750 mm (+/ -2,5%) | Libellé impression | Sans |
| Epaisseur | 30 μ (+/ -8%) | | |
| Couleur | Translucide teinté bleu | | |
| Type de lien | sans | Туре | Non |
| Type de sac | - | d'impression | |
| Type de soudure | Traditionnelle | Couleur d'impression | |
| Bande Papier | Oui / non personnalisée | | |

| Visuel produit | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| 1 | | | |
| | | | |
| Photo non contractuelle | | | |

Composition

PE Basse Densité

| Logistique | | |
|--|---|--|
| EAN CODE | 0370006021600 | |
| Conditionnement | 10 rouleaux de 20 soit 200 paires de manchettes | |
| Dimensions du carton | 292 x 250 x 175 | |
| Nb cartons/couche | 12 | |
| Nb cartons/palette | 49 | |
| Nb couches/palette | 4 couches + 1 rang de 1 carton | |
| Nb produits /palette | 9800 manchettes | |
| Dimensions palette Palette Europe avec échange | 800x1200 mm | |

IMPORTANT

Sur-blouse et paire de manchettes sont livrables à quantités égales soit 1 carton de sur-blouses + 1 carton de paires de manchettes

PROTOCOLE D'UTILISATION MANCHETTE

Les mettre:

- 1) Retirer la partie prédécoupée au centre.
- 2) Glisser les bras dans les 2 manchettes.
- 3) Passer la bande plastique derrière la tête

Les retirer:

- 1) Déchirer la bande plastique dans le dos en tirant dessus.
- 2) Retirer les manchettes de l'épaule vers le poignet en les retournant.

Voir mode d'emploi

Certifications



Secteur d'utilisation



Santé